

Nya produkter och samarbetspartners

- Medivet är stolta över att vara exklusiva återförsäljare för Sound technologies direktdigitala, DR utrustningar i Skandinavien.
- Oehm-Rehbein dicomPACS är ett arkiverings data system med en stor flexibilitet och mångfald.
- Medivet säljer numera även utrustning från Siemens.

Läs om vad dessa intressanta produkter kan ge er.



Sid 4

Huntley Equine Clinic Sveriges första MERS, röntgensystem för stordjursröntgen invigdes i sept 2006.



Sid 3

Hästsektionens Höstmöte



Lite blandat från Hasseludden Yasuragi februari 2007.


Sid 8

Månadens erbjudanden från Medivet

Fyra heta erbjudanden i detta nummer.

Sid 6

Ledare



Sten-Olov Ericsson, Torbjörn och Tommy.

Det finns maskiner till snart nästan allt. Enda sedan jag var liten och läste Kalle Anka där "Uppfinnar Jocke" konstruerade en "molnskingrarmaskin", har jag varit fascinerad av vad som egentligen är möjligt att konstruera. Tänk en maskin som man riktar upp mot den molniga och regniga himlen, och med ett tryck på en knapp så skingras molnen och himlen blir klar och blå. Så ofattbar och "omöjlig" kan faktiskt tekniken vara, om man bara vill. Så tänkte kanske Wilhelm Röntgen på slutet av 1800-talet när han förstod vad röntgen kunde betyda för oss människor.

Tänk er att man planerar för en solig semesterdag med fikasäck och filt och går ut i regnet med sin

molnskingrarmaskin under armen. När man sedan kommer fram till smultronstället så fungerar inte maskinen pga något tekniskt fel... där står man redo för att avnjuta en solig dag i världens regn. Maskiner och apparater är väldigt bra att ha när de fungerar, då de frigör tid, utför en tjänst eller utför ett arbete som hade varit omöjligt utan dem (som att resa till månen). Precis som oss själva så måste apparaterna ibland få tid att vila, få service, repareras, och precis som oss själva så måste apparaterna ha någon som bryr sig om dem. Tänk på att det är därför Medivet finns, för att bry oss om Er och era maskiner och apparater. Och om ni "står i regnet" någon gång och önskar att "solen var framme", ring oss, vi kanske har en lösning på problemet eller önskemålet, även om det kanske verkar vara ett avlägset mål.

Just nu är det 20 grader varmt, klarblå himmel och skön sol, precis som vi vill ha det.

Med bästa hälsningar
Torbjörn Hallenheim.

Grattis Huntley Equine Clinic

Grattis Huntley Equine Clinic, Ängelholm!

I september 2006 invigdes Sveriges första MERS, röntgensystem för stordjursröntgen.

MERS står för Medivet Equine Radiologic System och är ett system vilket möjliggör alla de exponeringar som krävs vid stordjursröntgen, kombinerat med ett anpassat handhavande för veterinärt stordjursbruk. Systemet finns därmed installerat och i drift både i Norge och i Sverige. Det Norska systemet placerat på veterinärhögskolan i Oslo har varit i bruk under 1 års tid utan några driftstörningar.

Huntley Equine Clinic kan därmed stoltsera över att vara den modernaste kliniken i Sverige gällande utrustning för stordjursröntgen.



Huntley använder sig sedan tidigare av en digital framkallning med arkivering.

Vi hoppas att Huntley får många års nyttjande av MERS systemet och tackar för deras förtroende för Medivet och våra produkter.

Nya produkter och samarbetspartners

Soundvet technologies

Vi är stolta över att numera vara exklusiva återförsäljare för Sound technologies direkt-digitala, DR utrustningar i Skandinavien. TruDR som produkterna kallas finns både som portabla och stationära modeller. Den portabla används som huvudsak till häströntgen ute på fältet och den stationära till placering i ett befintligt röntgenbord eller stativ.

I avsaknad av rörliga delar och med en snabb bildpresentation på 4 sekunder talar det framtidens språk. Produkterna är färdigutvecklade och ges med full support.

Soundvet har gett Medivet ett stort förtroende med detta, vilket vi är

glada för, och kommer att förvalta på bästa sätt.



Siemens

Siemens ultraljud var det första ultraljud, vilket användes i medicinsk bruk 1953 i Lund.

Det var Inge Edler och Hellmuth Hertz som den 29 oktober 1953

SIEMENS
medical

utförde de första testerna på en människa med hjälp av en ombyggd industriell utaljudsapparat. Man tittade på ett hjärtas rörelser genom att betrakta vågformiga rörelser på en liten skärm. Primitivt, men början på en ny spännande teknik. För inte så länge sedan köpte Siemens upp det amerikanska företaget Acuson, som

även det är ett världsledande företag på ultraljud.


Tillsammans har de skapat en stort mångfald, en plattform som de är ensam om och de bästa produkter. Medivet har fått förtroendet att marknadsföra Siemens-Acuson produkterna för den veterinära marknaden i Sverige med exklusivitet, och kommer att arbeta med hela Siemens organisationen som resurs för detta. Vi är glada för



förtroendet som vi kommer att utveckla och förvalta på bästa sätt.

Oehm-Rehbein dicomPACS

dicomPACS är ett arkiveringsdatasystem med en stor flexibilitet och mångfald.



Applikationen är lämplig genom alla nivåer och uppbyggd på moduler. Där man betalar för sitt eget behov av applikation. DicomPACS används för att lagra, visa, skicka, ta emot och hantera alla bilder som förekommer på en klinik. En pedagogisk mjukvara med ett snyggt gränssnitt, vilken innehåller alla förekommande hjälpmedel inklusive olika filter och

funktioner. En produkt som ligger i främsta ledet till en rimlig kostnad. Integrering och ihopkoppling mot journalsystem sker mot fasta kostnader, allt efter behov om funktioner. Medivet tillhandahåller programmeringsfunktioner och service fullt ut. Ordspråket ”ingenting är omöjligt” stämmer i detta sammanhang.

Medivet har fått förtroendet att marknadsföra Oehm-Rehbein produkterna för den veterinära marknaden i Sverige med exklusivitet, och kommer att arbeta med hela Oehm-Rehbeins organisationen som resurs för detta. Vi är glada för förtroendet som vi kommer att utveckla och förvalta på bästa sätt.

Erbjudanden Sommaren 2007

ENDOSKOPI-UTRUSTNINGAR MED KRINGUTRUSTNING -10%

Medivet saluför Endomed endoskop-utrustningar, vilka kan beställas efter eget önskemål om dimensioner etc. Endoskoperna kan fås i alla former och med video och integrering mot digitala bildarkiv. Tänk att komplettera det befintliga endoskopet så att bilderna hamnar i arkivet på ett enkelt vis! Endomed använder sig som enda tillverkare av Olympus komponenter till deras veterinära endoskop, upp till 3.3




MARKNADENS SMARTASTE HEMATOLOGI APPARAT. 10% RABATT



Medivet saluför en av marknadens mest prisvärda Hematologi apparater, Mindray BC2800. Maskinen är smart uppbyggd med ett enkelt handhavande, fullt automatisk, kompakt och med marknadens lägsta analyskostnad. 3-parts diff teknik med 18 parametrar, histogram och integrerad utskrift. Stor 19cm tydlig display i färg med kapacitet av 25 prov per timme. BC2800 stödjer utspätt blodprov "whole blood" och utsätt blodprov "diluted" Nu klar med fullt stöd inkl 3-parts diff även för hästar.

AUTOKLAV FORTSATT INTRODUKTION -10% PÅ APPARATER UNDER 2007



Medivet introducerar en storsäljande på autoklaver, Steralis till Sverige. Steralis utvecklar och tillverkar autoklaver i Frankrike där de även är storsäljare med mer än 2500 enheter installerade. Steralis erbjuds nu till den Svenska marknaden genom Medivet.

Steralis finns i Type B och Type S modeller i 18 och 24 liters volymer samt stödjer den Europeiska standarden EN13060. Steralis har ett komplett utbud av sortiment för steralisation med förseglingsmaskiner, ultraljudsbad och förbrukningsmaterial.

Autoklaverna kräver inget serviceavtal utan kontrolleras utav personalen genom olika tester.

VÅRA POPULÄRA BLYSKYDD -10%



De är gjorda för att trivas i och stannat kvar på kroppen med hjälp av dess utförande och riktiga snäpp-remmar (kardborre finns som alternativ).

Dessa säljer vi många av, hittills utan några som helst reklamationer eller anmärkningar.

Se över de gamla, (röntga gärna dem för att se om blyet är helt), och komplettera / byt ut till rabatterade priser.

Hästsektionens Höstmöte

Hasseludden Yasuragi februari 2007

Här är lite bilder från Hästsektionens höstmöte vilket på det fantastiska Yasuragi Hasseludden i Stockholms skärgård. En härlig japansk atmosfär välkomnade oss med god mat i japanskt snitt. Efter den trevliga middagen var det bad i varma poolar med utsikt över skärgården. Massagen var frivillig i utbyte mot kontanta medel, men den kan starkt rekommenderas ifall besök inträffar. Vi tackar för att vi fick träffa alla er trevliga människor och umgås under trevliga omständigheter.



MEDIVET

Röntgen & Medicinteknik

TEL: 0431-24400

Medivet Scandinavian AB

Metallgatan 21b

26272 Ängelholm

info@medivet.se www.medivet.se